

Устройство для гармонизации  
и корректировки  
естественных  
электромагнитных излучений  
природных биосистем

DeVita Ritm  
Модель Base

Методические рекомендации

## Введение

Впервые мысль о наличии в организме человека энергии и зависимости здоровья от ее циркуляции была высказана древними врачевателями Китая, Индии, Египта. Каждый орган человека излучает определенные частоты. Под действием неблагоприятных внешних факторов, полной стрессов современной жизни, плохой экологии его частоты отклоняются от своих естественных параметров, и возникает риск заболевания.

Электромагнитное устройство «DeVita Ritm» – уникальная разработка в области поддержания здоровья. «DeVita Ritm» мягко и безопасно воздействует на организм человека, не нарушая его энергоравновесие ни в целом, ни локально.

Важнейшее преимущество «DeVita Ritm» – это наличие автоматических программ для курсового поддержания здоровья. Кроме того, устройство имеет возможность программирования любыми из имеющихся оздоравливающих программ с «DelInfo». Это позволяет подобрать индивидуальный курс поддержания здоровья для каждого человека.

## Список программ

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 7 чакр                   | 18. Кишечник без проблем    |
| 2. Антивная защита          | 19. Суставы без воспаления  |
| 3. Антипростуда             | 20. Суставы без боли        |
| 4. Антистресс               | 21. Здоровое зрение         |
| 5. Кровообращение регуляция | 22. Красивые волосы и ногти |
| 6. Сердечный ритм в норме   | 23. Хорошее настроение      |
| 7. Чистые почки             | 24. Красивая кожа           |
| 8. Чистая лимфа             | 25. Стоп травмы             |
| 9. Детоксикация             | 26. Женская сексуальность   |
| 10. Пищеварение             | 27. Мужская сексуальность   |
| 11. Обмен веществ в норме   | 28. Тренировка              |
| 12. Дыши легко              | 29. Предтреник              |
| 13. Женское здоровье        | 30. Без аллергенов          |
| 14. Мужское здоровье        |                             |
| 15. Здоровое сердце         | <b>Автопрограммы:</b>       |
| 16. Здоровый сон            | 1. Здоровый день            |
| 17. Гормоны в норме         | 2. Полное очищение          |

**Внимание!** Устройство имеет противопоказания к использованию беременными женщинами в первом триместре и людьми, перенесшими трансплантацию органов. Также не рекомендуется использовать его в течение первых двух месяцев после инфаркта миокарда. При заболеваниях сердца необходимо располагать устройство не ближе 0,5 м от тела.

ООО «Дета-Элис Холдинг» –  
эксклюзивный дистрибьютор  
Deta-Elis Europa GmbH  
(Justus-Liebig-Str. 2-4,  
36093 Künzell, Germany)

Издание 2.

## 1. 7 чакр

Человек – сложная энергетическая структура, основу которой составляют семь чакр, расположенных вдоль позвоночника. Каждая чакра связана с определенными органами, при повреждении чакр нарушается работа соответствующих им органов. В чакрах происходит накопление энергии. Негативная энергетика засоряет чакры и губительно воздействует на организм в целом.

Программа восстанавливает утраченную энергию, правильно распределяет ее и тем самым гармонизирует работу органов и систем.

**Применение:** Программа используется в дневное время.

## 2. Активная защита

Организм человека существует в условиях постоянно меняющейся среды, к которой вынужден приспосабливаться. На него оказывают негативное воздействие перепады температур и атмосферного давления, электромагнитное излучение от бытовых приборов и оргтехники, частые стрессы. Также на организм влияют физические и умственные нагрузки, постоянно меняющийся режим работы.

Программа нормализует работу нервной и эндокринной систем, повышает работоспособность, внимательность, придает тонус, снимает усталость и раздражительность. Защищает от патогенных излучений.

**Применение:** Программа используется ежедневно утром.

## 3. Антипростуда

Первые признаки простуды – это заложенность носа и першение в горле. Часто мы не обращаем на эти симптомы внимания и переносим их «на ногах». Это чревато осложнениями, наиболее распространенными из которых являются инфекции верхних дыхательных путей – гайморит, синусит, бронхит, отит.

Программа активизирует иммунитет, повышает сопротивляемость, снижает вероятность осложнений, уменьшает отечность, способствует лучшему отхождению слизи из пазух носа, помогает восстановиться в короткие сроки.

**Применение:** Программа может использоваться в любое время суток, в период межсезонья или эпидемии простудных заболеваний применяйте ежедневно. Облегчает состояние при аллергии.

## 4. Антистресс

Практически каждый день мы испытываем стресс: на работе, в дороге, дома. Обычно психика нейтрализует последствия стрессов, однако при постоянном напоре негатива или при резкой смене ритма жизни организму требуется помощь.

Программа поможет в сложной ситуации, при психологических или физических нагрузках. Нормализует работу нервной системы, способствует быстрому засы-

панию и крепкому сну. При сильном нервном возбуждении используйте в сочетании с программой «Здоровый сон».

**Применение:** Программа может использоваться в любое время суток при необходимости.

**Внимание!** Режим не рекомендуется использовать во время управления автомобилем.

## 5. Кровообращение регуляция

Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, стресс негативно сказываются на состоянии кровеносной системы. Программа восстанавливает местное и общее кровообращение, регуляцию поглощения кислорода, улучшает кровоснабжение всех органов.

**Применение:** Программа может использоваться в любое время суток при необходимости.

**Внимание!** Не рекомендуется использовать программу в течение 2-х месяцев после инфаркта миокарда.

## 6. Сердечный ритм в норме

Когда сердце бьется как надо, мы не замечаем его работы. Но если оно начинает сбиваться со своего ритма, это приносит огромный дискомфорт. Аритмии могут возникать и у здоровых людей по разным причинам – как реакция на тесную одежду, укусы насекомых, некоторые лекарственные препараты, стресс, обильную еду, проблемы со стулом.

Программа восстанавливает сердечный ритм, улучшает кровоснабжение сердца, нормализует работу нервной системы.

**Применение:** Программу используют при нарушении сердечного ритма 1 раз в день.

## 7. Чистые почки

Выполняемые почками функции многообразны. Главная из них – регуляция водного и электролитного обмена в организме, поддерживающая постоянный объем и давление крови и других жидкостей. Также почки регулируют кислотно-щелочное равновесие в организме. Они выводят продукты азотистого обмена – мочевину, креатинин, мочевую кислоту и др.

Нарушение питания (особенно – избыточное потребление мяса), обмена веществ, недостаток витамина А, переохлаждение, инфекционное заражение вызывают загрязнение почек, образование песка и камней.

Программа способствует активному выводу токсинов из организма, регулирует работу почек, а также предупреждает образование почечных камней.

**Применение:** Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 17:00 до 19:00. В случае токсических или инфекционных поражений организма – повторить через 0,5 часа. Для нормального функционирования почек обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.

**Внимание!** Во время работы этой программы может наблюдаться повышенное выделение мочи.

## 8. Чистая лимфа

Лимфатическая система круглосуточно стоит на страже чистоты организма. Она играет важную роль в выносе продуктов обмена, а также в поддержании иммунитета. Естественным образом лимфа очищается, проходя через лимфатические узлы, но иногда этого бывает недостаточно. При нарушении функций лимфосистемы до 83% вредных веществ скапливается в межклеточном пространстве. При этом повышается нагрузка на все органы выведения: печень, кишечник, почки.

Программа способствует разжижению лимфы, выводу из организма шлаков и лишней воды, улучшает обмен веществ в клетках, нормализует давление, повышает иммунитет.

**Применение:** Программа может использоваться в любое время. Во время работы программы рекомендуется проводить легкий массаж в виде поглаживания (без усилий).

**Внимание!** Для наиболее эффективного вывода токсинов употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.

## 9. Детоксикация

В процессе жизнедеятельности в организме накапливаются токсины. Они накапливаются как в межклеточном веществе, так и в клетках органов. Токсины нарушают обменные процессы, создают благоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов.

Программа активизирует деятельность выделительных систем и помогает справиться с выводом токсинов из организма, а также регулирует работу печени и желчного пузыря.

**Применение:** Программа может использоваться в любое время суток. Обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.

## 10. Пищеварение

Такие факторы, как нарушение режима питания, переход на непривычные продукты оказывают повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это вызывает несварение, метеоризм, боли и дискомфорт.

Программа благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, помогает организму легче усваивать пищу, снижает риск пищевых расстройств, уменьшает ощущение тяжести и дискомфорта, снимает изжогу, спазмы кишечника.

**Применение:** Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 19:00 до 21:00. При необходимости используйте повторно через 0,5 часа.

## 11. Обмен веществ в норме

Обмен веществ – это совокупность химических реакций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. Основными факторами нарушения обмена веществ являются неправильное питание, использование некоторых медикаментов, стрессы, малоподвижный образ жизни. Из-за нарушения обмена веществ могут возникнуть такие заболевания, как диабет, подагра, ожирение, аллергия, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, задержка роста и развития у детей.

Программа направлена на гармонизацию работы щитовидной и поджелудочной желез, правильное усвоение калия, кальция, магния, натрия, восстановление кислотно-щелочного равновесия.

**Применение:** По необходимости, 1-2 раза в день.

## 12. Дыши легко

Бронхоспазм (нашель) – это защитная реакция организма на раздражитель, инфекции дыхательных путей, также может быть следствием воздействия некоторых препаратов на организм. Бронхоспастический синдром характерен для людей со склонностью к аллергии и лиц, страдающих бронхиальной астмой.

Программа восстанавливает функции бронхолегочной системы, нормализует работу легких, регулирует кровоснабжение и поглощение кислорода, снимает спазмы.

**Применение:** Ежедневно, по необходимости, в любое время суток. При спазмах и сильном кашле – до 2-3 раз подряд.

## 13. Женское здоровье

Плохая экология, вредные привычки, солнце неблагоприятно воздействуют на женский организм, ускоряют процесс старения и вызывают проблемы со здоровьем.

Программа охватывает широкий спектр женских проблем и полезна в любом возрасте. Снижает предменструальное напряжение, болезненные ощущения, корректирует климактерические нарушения.

**Применение:** С целью профилактики программа используется 1 раз в неделю в любое время. Девочкам в период полового созревания рекомендуется при-

менять ее 1-2 раза в неделю. Женщинам, испытывающим боли и дискомфорт в период менструации – ежедневно в данный период. Для эффективности воздействия при коррекции проблем в сексуальной сфере и/или при нарушении работы органов женской репродуктивной системы – ежедневно в сочетании с программой «Женская сексуальность».

**Внимание!** Не рекомендуется использование программы во время беременности или при желании женщины забеременеть.

## 14. Мужское здоровье

Мужское здоровье – это не только здоровая потенция, но и правильная работа остальных внутренних органов. Заботиться о мужском здоровье необходимо с молодости.

Программа предназначена для гармонизации работы мужской мочеполовой системы. Она регулирует процессы мочеиспускания, работу мужских половых желез, в том числе предстательной. Чем старше мужчина, тем более полезна данная программа.

**Применение:** Программа используется 1 раз в неделю, оптимально с 21:00 до 23:00. При проблемах с потенцией и/или простатой – ежедневно в сочетании с программой «Мужская сексуальность».

## 15. Здоровое сердце

От работы сердца зависит снабжение органов кислородом и питательными веществами, а значит, эффективная работа всего организма. Сбои в деятельности сердца вызываются неправильным образом жизни, стрессами, физическими перегрузками.

Программа регулирует комплексное кровообращение и кровяное давление, обеспечивает нормальное кровоснабжение сердечной мышцы, способствует саморегуляции сердца и его стабильной работе.

**Применение:** Используйте в любое время суток один, по необходимости, два раза (оптимально – с 11:00 до 13:00).

**Внимание!** Не рекомендуется использовать программу в течение 2 месяцев после инфаркта миокарда.

## 16. Здоровый сон

Здоровый крепкий сон является важной составляющей жизни любого человека. Во время сна организм восстанавливает энергию, потраченную в течение дня. Однако любые психо-эмоциональные потрясения могут послужить толчком для развития нарушений сна. Что, в свою очередь, провоцирует развитие как физиологических, так и психических нарушений. Раздражительность, усталость, невозможность сконцентрироваться – самые первые признаки расстройства сна.

Программа способствует снижению возбудимости нервной системы, быстрому засыпанию, нормализует фазы сна.

**Применение:** Ежедневно на ночь, возможно повторное использование программы до 2-3 раз.

## 17. Гормоны в норме

Эндокринная система регулирует деятельность органов с помощью гормонов и обеспечивает постоянство внутренней среды (гомеостаз). Эндокринная система участвует в развитии организма, его росте, репродуктивной функции. Также она регулирует психическое состояние и эмоциональные реакции.

Программа нормализует функцию системы гипоталамус - гипофиз - надпочечники - половые железы и регулирует выделительные процессы в организме.

**Применение:** Программа может использоваться в любое время суток.

## 18. Кишечник без проблем

Кто из нас не испытывал такие симптомы, как вздутие живота, тошнота, проблемы с кишечником, снижение аппетита, боли в области живота? Все это показатели нарушений в работе кишечника. Проявляются эти симптомы не на начальной стадии, а когда заболевание перешло в хроническую форму. Программа снимает болевые ощущения, убирает тошноту и вздутие, нормализует стул, а также борется с распространенной современной проблемой – дисбактериозом.

**Применение:** Ежедневно, по необходимости и в зависимости от состояния 1-2 раза в день.

## 19. Суставы без воспаления

Каждый третий житель нашей планеты испытывает боли или хруст в суставах и позвоночнике. Причинами данной проблемы могут быть инфекции, травмы, аллергические реакции, избыточный вес, профессиональные занятия спортом, неправильное питание и т.д. Программа улучшает кровоснабжение поврежденной области, снимает воспаление, отечность и болевые ощущения. Хорошо зарекомендовала себя как поддерживающее и восстанавливающее средство в период «активных дачных работ», также при растяжениях и сильном утомлении мышц. Благоприятно воздействует на нервные окончания суставов, применяется при защемлении и воспалении нервной ткани.

**Применение:** Ежедневно за 2 недели до активных действий на даче, спортивных мероприятий в течение месяца. Далее – 1-2 раза в неделю до окончания сезона. Людям с периодически обостряющимися проблемами спины и суставов, с целью поддержания здоровья – 2 раза в год ежедневно, в течение 1 месяца. При возникновении обострения сочетать с программой «Суставы без боли».

## 20. Суставы без боли

Боль в суставах или позвоночнике может иметь несколько причин. Чаще всего это защемление или воспаление нервов, которое происходит из-за малоподвижного образа жизни, ушибов, падений, при избыточном весе, грыже дисков позвоночного столба, переохлаждении, активных физических нагрузках, при разрушении хрящевой ткани или воспалении суставной сумки. Программа способствует снижению болевых ощущений, улучшению микроциркуляции крови, нормализации тонуса мышц, связочного аппарата, хрящевой ткани, активизирует обменные процессы в поврежденных тканях.

**Применение:** При обострении режим использовать как дополнение к основной терапии и в сочетании с программой «Суставы без воспалений». Ежедневно в любое время суток 2 недели, один день перерыв, далее курс повторить до получения желаемых результатов.

## 21. Здоровое зрение

Постоянная нагрузка на глаза (чтение, работа за компьютером), а также перемена условий и ритма жизни вызывают усталость и раздражение глаз, снижение зрения.

Программа снижает нагрузки на глаза, снимает утомление и боль, способствует нормализации зрения.

**Применение:** Используйте перед сном ежедневно в течение 7 дней. Далее один день – отдых. Сеансы повторять до получения желаемого результата. После окончания работы программы глаза не напрягать. Для наилучшего результата сочетайте с упражнениями для цилиарной мышцы.

## 22. Красивые волосы и ногти

Выпадение волос, перхоть, ломкие ногти – показатели расстройств работы организма или негативного влияния окружающей среды. Программа способствует улучшению микроциркуляции крови, активизации клеточного метаболизма и регенерации клеток. Это приводит к укреплению волосяных лукович и ногтей, стимулированию роста волос, повышению защитных функций кожи.

**Применение:** Ежедневно, до получения желаемого результата.

## 23. Хорошее настроение

Депрессия, тревога, страх – эти понятия взаимосвязаны. Тревожность и страх являются признаком депрессии. Очень часто такое состояние приводит к психосоматическим заболеваниям, эмоциональному истощению, неудовлетворенности собой. Страхи – сильные факторы, мешающие человеку в раскрытии его способностей и достижении успеха. Программа «Хорошее настроение» позволя-

ет купировать депрессивное состояние, снизить тревожность, нормализует сон, улучшает настроение и психическую активность.

**Применение:** Ежедневно, 1 раз в дневное время.

## 24. Красивая кожа

Проблемы с кожей возникают из-за нарушения работы внутренних органов – в этом случае кожа берет на себя функцию очистки. На лице появляются акне, сосудистые дефекты, пигментация и т.д. С этим сталкиваются подростки, испытывающие гормональную перестройку, и лица, страдающие нарушениями в работе эндокринной и пищеварительной систем.

Программа нормализует работу кожных желез, усиливает барьерную функцию кожи, улучшает процессы метаболизма в клетках.

**Применение:** 1-2 раза в день до получения желаемого результата.

## 25. Стоп травмы

Ушибы, вывихи, переломы подстерегают как сторонников различных видов спорта, так и обычных людей. В сочетании с врачебной помощью, программа ускоряет процесс заживления, снижает болевые ощущения, снимает отеки, устраняет кровоизлияния, восстанавливает эластичность мышц.

**Применение:** При травмах ежедневно, 2-3 раза в день, до получения желаемого результата. По необходимости сочетайте с программами «Суставы без воспалений» и/или «Суставы без боли».

## 26. Женская сексуальность

Сексуальное желание является индикатором разных состояний женщины. Если женщину перестает интересовать сексуальная жизнь, можно предположить о возникшем заболевании. В большинстве случаев, снижение полового влечения развивается при сочетании нескольких факторов - соматических, психических и микросоциальных.

Программа поможет при отсутствии или снижении у женщины полового влечения, ослабит чувство эмоционального напряжения, психический дискомфорт, усилит сексуальное влечение.

**Применение:** Ежедневно, 1 раз в день.

## 27. Мужская сексуальность

Проявление мужского влечения зависит от возраста, физических нагрузок, нервно-психического состояния, внешних раздражителей и т. п. Стрессы, проблемы на работе, различные комплексы приводят к психологической импотенции

у мужчин. В результате они становятся настороженными к появлению и «качеству» эрекции, сравнивают, анализируют. И чем больше мужчина готовится к этому «событию», тем меньше у него шансов на успех.

Программа направлена на психологическую коррекцию, регуляцию работы 6 чакры, снимает чувство тревоги и укрепляет уверенность в благоприятном завершении интимной близости.

**Применение:** Ежедневно, 1 раз в день.

## 28. Тренировка

Успешные и активные тренировки часто приводят к утомлению и боли в мышцах, которые не дают возможности добиться большего результата.

Программа повышает мышечную силу, снимает утомление мышц, укрепляет мускулатуру, улучшает снабжение мышц кровью и кислородом, повышает выносливость, позволяет достичь максимальных результатов при минимальных затратах организма.

**Применение:** Программа используется во время тренировки.

**Внимание!** Не является допингом.

## 29. Предтреник

Зачастую посетителям тренажерных залов не хватает энергии и мотивации, особенно после рабочего дня. Программа «Предтреник» заряжает энергией, повышает интенсивность тренировки, помогает побороть переутомление, улучшает обменные процессы в мышцах и делает тренировку эффективнее.

**Применение:** Перед каждой тренировкой.

## 30. Без аллергенов

Аллергены – вещества, к которым организм испытывает повышенную чувствительность из-за нарушенного механизма иммунной реакции. Они окружают нас повсюду: на улице, дома, на работе. Распространенные аллергены – это пыльца растений, пыль, шерсть животных, лекарственные препараты, бытовая химия и др. На эти вещества организм может реагировать такими проявлениями, как слезотечение, отек слизистых, высыпания на коже и т. п. Программа облегчает симптомы аллергии, нормализует функции иммунной системы.

**Применение:** По необходимости, ежедневно. Людям, имеющим аллергию на цветение растений, рекомендуется начать применение за 1 месяц до начала цветения.

# Автоматические программы

## 1. Здоровый день

Комплекс «Здоровый день» улучшает кровоснабжение органов и тканей, активизирует работу выделительных систем, что, в свою очередь, способствует улучшению обмена веществ, правильному распределению энергетического баланса, снятию нервного напряжения и усилению иммунитета.

**Входят программы:** Активная защита, Кровообращение, Антистресс, Детоксикация, Пищеварение, Гормоны в норме, 7 чакр.

**Применение:** Ежедневно с утра в течение месяца. Наиболее эффективно использование комплекса в период простудных заболеваний, при высоких физических, умственных и психологических нагрузках, в период реабилитации после заболевания или оперативного вмешательства.

## 2. Полное очищение

Мы постоянно подвергаемся воздействию токсинов. Одни вырабатывает наш организм, другие мы получаем с пищей, водой и воздухом, третьи выделяют патогенные микроорганизмы, попадающие в наше тело. Человеческий организм от природы наделен системой самоочистки, но при современной экологии она часто не справляется с задачей. Зашлакованность не только ухудшает общее состояние, но и парализует работу органов и систем.

Комплекс очищает системы и органы от шлаков и токсинов, регулирует работу выделительных органов, повышает иммунитет.

**Входят программы:** Активная защита, Кровообращение, Кишечник без проблем, Чистые почки, Чистая лимфа, Гормоны в норме.

**Применение:** Использовать ежедневно (оптимально – с 8:00 до 23:00) в течение 3-4 недель, перерыв 2 недели, повторить цикл еще 2 раза. Для поддержания нормального функционирования органов и систем – использовать каждые полгода, ежедневно в течение месяца.

**Внимание!** Во время использования программ комплекса возможно усиленное потоотделение, появление неприятного запаха, изменение цвета мочи и другие проявления выхода токсинов из организма. Обязательно употребление чистой питьевой слабощелочной негазированной воды не менее 1,5 л/сутки.

Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



[www.deholding.org](http://www.deholding.org)

ООО «Дета-Элис Холдинг» – эксклюзивный  
дистрибьютор Deta-Elis Europa GmbH  
(Justus-Liebig-Str. 2-4, 36093 Künzell, Germany)